



## Enkelhet ut i fingerspetsarna

Vivo 3 är den nya generationens bilevel-ventilator framtagen för personligt och bekvämt andningsstöd – både icke-invasivt och invasivt – för icke-beroende patienter med kronisk andningsinsufficiens. Det intuitiva gränssnittet är enkelt att använda. Ett heltäckande utbud av lägen och omfattande övervakningsmöjligheter ger fantastisk flexibilitet och gör ventilatorn till det perfekta valet för många olika patienter.

*Se även separata produktblad för Vivo 1 och Vivo 2.*



### KOMPAKT

- En plattform – tre modeller
- Lätt och kompakt
- Integrerad luftfuktare med värmeslang
- 3 timmars inbyggt batteri



### UPPKOPPLAD

Gör uppkopplad vård mer insiktsfull

- EveryWare – trygg molnbaserad fjärrövervakning\*
- PC-Software – PC-baserat analysverktyg med livevisning



### ANPASSNINGSBAR

- Stort utbud av ventilationsmodes
- Vuxna och barn (>10 kg)
- Intuitivt gränssnitt
- Omfattande behandlingsdata
- Lämplig att användas på sjukhus och i hemmet
- Noggrannare övervakning med Breas tillbehörsbox



# Vivo 3 Tekniska specifikationer

Inställningar / Prestanda	
Ventilationsmodes	S, ST, T, PSV, PCV+A, CPAP,
Vuxen/Barn	> 10 kg
Profiler	3 inställbara profiler
IPAP	4 - 40 cmH <sub>2</sub> O
EPAP	2 - 20 cm H <sub>2</sub> O
Andningsfrekvens/backupfrekvens	0-40 andetag per minut
Inspirationstid	0,3 - 3 s
Stigtid	1 - 9
Inspirationstrigger	1 - 9
Expirationstrigger	1 - 9
Minimal inandningstid	Av, 0,3 - 3 s
Maximal inandningstid	Av, 0,3 - 3 s
Målvolyml	100 – 1 500 ml
Auto-EPAP	Av/På, tryckgräns: Max EPAP +2 cmH <sub>2</sub> O – 40 cmH <sub>2</sub> O, PS 2-38 cm Min/Max EPAP: 2 - 20 cmH <sub>2</sub> O, EPAP Steg: 0,5 - 2 cmH <sub>2</sub> O, Relaxtid: 2-12 min/Av
HFNT	4-60 l/min
Ramp (upp/ned)	Av 10-60 min
Luftfuktningnivå	1-5
Uppvärmad slang	Av, 1-5
Patientslang	15 mm, 22 mm, Individuell
O <sub>2</sub> intag (Enhet)	0-30 l/min
Övervakning	
Visade data	Ppeak, EPAP, läckage, MVe, Vte, % i Målv, totalfrekvens, I:E, spontfrekv, % spont, inandningstid, stigtid, SpO <sub>2</sub> , puls, frekvens
Strömtilförsel	
Väggkontakt	100 till 240 V AC
Extern DC	24 V
Inbyggt batteri	3 timmar
Larm	
Larm	Högt tryck, lågt tryck, hög andningsfrekvens, låg andningsfrekvens, hög MV, låg MV, återandning, apné, fränkoppling, hög SpO <sub>2</sub> , låg SpO <sub>2</sub> , hög puls, låg puls, låg sista strömkälla
Dimensioner	
B x H x D	166 x 185 x 200 mm
Vikt	1,8kg
Ljudnivå (vid 10 cm H <sub>2</sub> O konstant tryck)	Under 28 dB(A)
Anslutningsmöjligheter och programvara	
Integrerad uppkoppling	USB
Kompatibel programvara	PC-software och förberedd för fjärrövervakning via EveryWare*
Plug-and-Play-tillbehör	SpO <sub>2</sub> , sköterskelarm, fjärrlarm, tillbehörsbox
Annat	
Luftfuktare	Integrerad vattenbehållare
Kretsar	Rengöringsbara läckageslangar och läckageslangar för engångsbruk med/utan uppvärmningsfunktion
Bekräfta stopp	Av, På
Användningsdata (på skärm)	Minimum daglig användning av, 1-24 h, total användningstid, totalt antal dagar, dagar med användning, genomsnittsanvändning, dagar uppfyllt användning, AHI

\*Vänligen kontakta Breas för tillgång

## Avsedd användning:

Vivo 3 är avsedd att användas för icke-invasiv eller invasiv ventilering av patienter som väger över 10 kg och behöver långtidsstöd eller mekanisk ventilering för andningsnedsättning, med eller utan obstruktiv sömnapné. Vivo 3 är avsedd för patienter med spontanandning.